



容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、ビタミンB1 およびビタミンB2-全血検査で使用しております遮光 EDTA 管容器（当センター容器番号：16）について、採血量低減のため、真空採血量が4mL から2mLの容器に変更させていただきます。

なお、この変更に伴う受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

●対象容器

●遮光 EDTA 管（真空採血管）

【 容器番号： 16 】

変更日 2026 年 2 月より順次変更

裏面に続きます



医療関連サービスマーク
検体検査
岐阜市医師会臨床検査センター
（一財）医療関連サービス振興会

より正確に！
より迅速に！
地域に密着した検査体制
<https://www.city.gifu.med.or.jp/kensa/>

登録衛生検査所
一般社団法人
岐阜市医師会臨床検査センター
電話 058-255-1040

● 16 容器

	新	従来
容 器 番 号	16	同左
容 器 名	遮光EDTA管 (真空採血管)	同左
採取量又は容量	真空採血量 2mL	真空採血量 4mL
容器の貯蔵方法	室温	同左
有 効 期 限	製造後1年6か月	同左
内 容	EDTA2Na	同左
製 造 会 社	ニプロ株式会社	同左
主 な 適 用 項 目	ビタミンB ₁ (チアミン) ビタミンB ₂ (リボフラビン)-全血	同左
容 器 画 像		

※容器の採血量の印字も「4mL」から「2mL」となります。