



測定試薬変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、測定試薬を変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

謹白

記

●項目名

- インフルエンザA型/H1 (ワクチン株) (依頼コード No. 血清： 925)
(髄液：7590)
- インフルエンザB型/H1 (ワクチン株) (依頼コード No. 血清：4937→3774)
(髄液：7569→3789)

変更日 2015年11月2日(月) 受付分より

厚生労働省による平成27年度のインフルエンザHA ワクチン製造株が決定されました(健発0508第3号)。「今期ワクチン株」はA型(H3N2)およびB型が2株(山形系統、ビクトリア系統)に変更となっております。つきましては、B型の報告形式変更のため、裏面のように依頼コードNo. を変更し、インフルエンザHI試験(赤血球凝集阻止反応試験)検査に使用する診断用ウイルス抗原を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

インフルエンザ今季ワクチン株

報告名称	新株(2015~2016年)	旧株(2014~2015年)
A型・H1N1	A/カリフォルニア/7/2009(H1N1)pdm09	A/カリフォルニア/7/2009(H1N1)pdm09
A型・H3N2	A/スイス/9715293/2013(H3N2)	A/ニューヨーク/39/2012(H3N2)
B型・山形系統	B/プーケット/3073/2013	B/ニューヨーク/39/2012
B型・ビクトリア系統	B/テキサス/2/2013	(なし)

裏面につづきます

013



より正確に！
より迅速に！
地域に密着した検査体制

登録衛生検査所
一般社団法人
岐阜市医師会臨床検査センター
電話 058-255-1040

●インフルエンザB型/HI（ワクチン株）

	新	従来
依頼（報告） コード No.	3774（親） （子）7242 山形系統 （子）7243 ビクトリア系統	4937（親） （子）4995 B型
検査材料	血清	同左
検体必要量	0.2mL	同左
容器	1 → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	4～6	同左
検査方法	HI法	同左
基準値	10倍未満（最低希釈倍率）	同左
報告単位	倍	同左
報告範囲	10未満～最終値	同左
報告桁数	整数	同左
検査実施料/判断料	79点/144点（免疫学的検査）	同左

髄液の依頼（報告）コード No. も従来の「7569（親）／（子）7588 B型」から「3789（親）／（子）5214 山形系統／（子）5215 ビクトリア系統」へ変更させていただきます。