



## 検査一時受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目の測定試薬につきまして試薬製造販売元（DENIS ファーマ株式会社）より、次ロットの性能評価試験の結果、規格を満たさず不適合となったため、納期が遅延となる旨の連絡が検査委託先を通してありました。

これに伴い、当センターでもやむなく下記の日程にて本検査の受託を一時中止させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

先生方には急なお知らせで大変ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ●項目名

総合検査案内 2024-2025：30 ページ掲載

#### ●遊離テストステロン/RIA・固相法

【検査項目コード：07663】

2025年9月1日（月）ご依頼分をもって一時受託中止

#### 【参考】

##### ●代替項目（検査案内未掲載）

検査項目コード：02892 遊離テストステロン/EIA 法

※検査受託再開には、改めてご案内申し上げます。

なお、一時受託中止期間の検体受領、保管は出来かねます。

ご了承くださいますようお願い申し上げます。

裏面に続きます



医療関連サービスマーク  
検体検査  
（一財）医療関連サービス振興会  
岐阜県岐阜市 一般社団法人岐阜市医師会臨床検査センター

より正確に！  
より迅速に！  
地域に密着した検査体制  
<https://www.city.gifu.med.or.jp/kensa/>

登録衛生検査所  
一般社団法人  
岐阜市医師会臨床検査センター  
電話 058-255-1040

受託要領（ご参考）

|           | 代替項目                 | 一時受託中止項目           |
|-----------|----------------------|--------------------|
| 検査項目コード   | 02892                | 07663              |
| 検査項目名     | 遊離テストステロン/EIA法       | 遊離テストステロン/RIA・固相法  |
| 統一コード     | 4F070-0000-023-021   | 4F070-0000-023-005 |
| 検体必要量     | 血清 0.5mL             | 血清 0.3 mL          |
| 容器        | ① → S-1              | 同左                 |
| 検体の保存方法   | 凍結                   | 同左                 |
| 所要日数      | 4 ～ 6                | 3 ～ 6              |
| 検査方法      | EIA法                 | RIA・固相法            |
| 基準値       | 下欄参照※                | 下欄参照※              |
| 単位        | pg/mL                | 同左                 |
| 報告範囲      | 0.1未満～60.0以上         | 0.2未満～100.0以上      |
| 報告桁数      | 小数第1位                | 同左                 |
| 検査実施料/判断料 | 159点/144点（生化学的検査(Ⅱ)） | 同左                 |
| 備考        | —                    | 午前中に採血してください       |

※遊離テストステロンの基準値

| 遊離テストステロン/EIA法 |          |         |
|----------------|----------|---------|
| 年齢             | 男性基準値    | 女性基準値   |
| 20～29          | 8.8～31.7 | 1.5～4.9 |
| 30～39          | 7.3～28.9 | 0.8～4.1 |
| 40～49          | 6.2～24.9 | 0.5～4.0 |
| 50～59          | 6.1～25.0 | —       |
| 60～80          | 5.8～18.2 | —       |

（単位：pg/mL）

| 遊離テストステロン/RIA・固相法 |          |         |
|-------------------|----------|---------|
| 年齢                | 男性基準値    | 女性基準値   |
| 20～29             | 7.6～23.8 | 0.4～2.3 |
| 30～39             | 6.5～17.7 | 0.6～2.5 |
| 40～49             | 4.7～21.6 | 0.3～1.8 |
| 50～59             | 4.6～19.6 | 0.8～1.7 |
| 60～69             | 5.3～11.5 |         |
| 70以上              | 4.6～16.9 |         |

（単位：pg/mL）

代替項目と一時受託中止項目の相関図（ご参考）

