



検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、ムンプスウイルス抗体検査（CF 法、HI 法）につきまして検査項目統合のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願ひ申し上げます。

謹白

記

●項目名

総合検査案内 2024-2025 : 61 ページ掲載

●ムンプスウイルス抗体/CF 法

血液 【検査項目コード : 04908】

髄液 【検査項目コード : 07522】

●ムンプスウイルス抗体/HI 法

血液 【検査項目コード : 04938】

髄液 【検査項目コード : 07570】

最終受託日 2026 年 3 月 30 日（月）ご依頼分まで

●関連項目

検査項目コード : 05050 : ムンプスウイルス IgG 抗体/EIA 法-血清

検査項目コード : 07681 : ムンプスウイルス IgG 抗体/EIA 法-髄液

裏面に続きます



より正確に！
より迅速に！

地域に密着した検査体制

<https://www.city.gifu.med.or.jp/kensa/>

登録衛生検査所

一般社団法人

岐阜市医師会臨床検査センター

電話 058-255-1040

受託要領(ご参考)

関連項目		受託中止項目	
検査項目名 及び	05050(親)ムンプス-IgG抗体 (子)05343 IgG 判定 (子)05344 EIA値	04908 ムンプス/CF	04938 ムンプス/HI
検査項目コード	5F432-1431-023-023	5F432-1430-023-141	5F432-1430-023-111
検体必要量	血清 0.4mL	血清 0.3mL	血清 0.2mL
容器	① → S-1	同左	
検体の保存方法	冷蔵	同左	
所要日数	3 ~ 4	4 ~ 6	4 ~ 7
検査方法	EIA法	CF法	HI法
基準値	IgG 判定 : (-) EIA値 : 2.0未満	4未満	
単位	なし	倍	
報告範囲 (報告形式)	IgG 判定 : (-)、(+-)、(+) EIA値 : 1.0未満~128.0以上	4未満~最終力値	
報告桁数	IgG 判定 : なし EIA値 : 小数第1位	整数	
検査実施料 / 判断料	200点/144点(免疫学的検査)	79点/144点(免疫学的検査)	

関連項目		受託中止項目	
検査項目名 及び	07681(親)ムンプス-IgG-髄液 (子)07910 髄液IgG 判定 (子)07911 髄液 EIA値	07522 ムンプス/CF-髄液	07570 ムンプス/HI-髄液
検査項目コード	5F432-1431-041-023	5F432-1430-041-141	5F432-1430-041-111
検体必要量	髄液 0.7mL	髄液 0.5mL	髄液 0.4mL
容器	S-1	同左	
検体の保存方法	冷蔵	同左	
所要日数	3 ~ 4	4 ~ 6	4 ~ 7
検査方法	EIA法	CF法	HI法
基準値	なし	1未満	
単位	なし	倍	
報告範囲 (報告形式)	髄液IgG 判定 : (-)、(+-)、(+) 髄液 EIA値 : 0.10未満~12.80以上	1未満~最終力値	
報告桁数	髄液IgG 判定 : なし 髄液 EIA値 : 小数第2位	整数	
検査実施料 / 判断料	200点/144点(免疫学的検査)	79点/144点(免疫学的検査)	