

平成19年6月

クオンティーフエロン受託開始のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目につきまして、下記の通り検査の受託を開始しましたのでご案内申し上げます。

今後とも宜しくご利用の程お願い申し上げます

謹白

記

検査項目名称	クオンティーフエロン
検体量	全血 5.0ml
容器・保存	専用容器 (℥° リン) ・ 室温
実施料	410点 (免疫) (結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロンγ測定)
所要日数	3～10日
検査方法	ELISA法
基準値	陰性

【解説】

これまでの結核感染の診断に用いられていたツベルクリン反応では、BCG接種した人に対しても陽性反応を示すことがあるなど不正確でありました。しかし、本検査ではBCG接種の影響を受けず1度の採血により客観的に結核感染の有無が診断できます。

【注意事項】

- 検体量不足及び専用容器以外の場合は検査実施が出来ません。
- 採血後12時間以内に検査する必要があるため必ず**予約**が必要となります。

集材可能時間は 9:30～12:00 までとさせていただきます

より正確に！

より迅速に！

地域に密着した検査体制

岐阜市医師会臨床検査センター